


Bezpečné náhrady EtBr

Netoxické a nekarcinogénne
 produkty na farbenie agarózových gélov

Pozrite si Vašu DNA konečne bez rizika



UltraPower™ Nucleic Acid Stain (EP2001)



- ★ **Ultrasenzitívny** - vizualizácia menej než **20 pg dsDNA**
- ★ **Špecifický** - silný, stabilný signál bez pozadia
- ★ **Bez vplyvu na** down stream aplikácie
- ★ 1 ml UltraPower™ stačí na **10 000 vzoriek**
- ★ Vhodný aj na farbenie **malých DNA fragmentov**

46 €
/1 ml

GoodView™ Nucleic Acid Stain (HGV-II)


- ★ Protokol totožný s EtBr farbením – **3-5 µl GoodView™** sa pridá **do 100 ml agarózy**
- ★ **1 ml** stačí na farbenie **200 gélov**, každý po 100 ml agarózy
- ★ Po zafarbení gélu sa **GoodView™** samovoľne rozpadáva do 48 hodín
- ★ **Skladovanie pri 4°C**

5 ng 10 ng 20 ng 30 ng 40 ng 50 ng 60 ng 70 ng



etidium bromid

5 ng 10 ng 20 ng 30 ng 40 ng 50 ng 60 ng 70 ng



GoodView™

500 g ...viete, že máme
 LONZA agarózy SeaKem® LE
 len za **330 €** s DPH?



46 €
/1 ml