



# Čisté agarózy



kvalita za príťažlivé ceny

## Matica použitia agaróz LONZA

Aplikácia	SeaKem® LE	SeaPlaque	NuSieve® 3:1	MetaPhor®	SeaKem® GTG®	SeaPlaque GTG®	NuSieve® GTG®	SeaKem® Gold
Separácia DNA <= 1 kb			●	●			●	
Separácia DNA / RNA >= 1 kb	●	●			●	●		●
Separácia DNA 20-800 bp (jemné rozlíšenie)				●				
Rozlíšenie fragmentov PCR	●	●	●	●	●	●	●	●
Southern bloty	●		●					●
Northern bloty	●		●					●
In-gel reakcia						●	●	
Otlačky DNA	●							
Obnova DNA a RNA		●			●	●	●	●
Separácia DNA 1-50 kb								●

## Výber agarózy LONZA pre elektroforézu DNA

Aplikácia	SeaKem® LE	SeaPlaque®	NuSieve® 3:1
Štandardná analýza	NuSieve® 3:1	SeaKem® LE	SeaKem® Gold
Jemné rozlíšenie	MetaPhor®		
Bloty	NuSieve® 3:1	SeaKem® LE	SeaKem® Gold
Prípravná (in-gel)	nízka tep. top.: NuSieve® GTG® nízka tep. top.: NuSieve® GTG®	nízka tep. top.: SeaPlaque® GTG® nízka tep. top.: SeaPlaque® GTG®	nízka tep. top.: SeaPlaque® GTG® nízka tep. top.: SeaPlaque® GTG®
Prípravná (obnova)	štand. tep. top.: SeaKem® GTG®	štand. tep. top.: SeaKem® GTG®	štand. tep. top.: SeaKem® Gold



Ecoli s.r.o., Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovenská republika

tel.: (+421) 2 6478 9336 fax: (+421) 2 6478 9040 mobil: (+421) 903 160 701 ecolli@ecoli.sk www.ecoli.sk