

## Činidlá pre testovanie baktérií (DST testy)

Katalógové číslo	Počet testov	Popis
<b>Testy na stanovenie koliformných baktérií a <i>Escherichia coli</i>:</b>		
WP020I	20	Colilert® na 100 ml vzorky
WP200I	200	Colilert® na 100 ml vzorky
WP020I-18	20	Colilert®-18 na 100 ml vzorky
WP200I-18	200	Colilert®-18 na 100 ml vzorky
W100	100	Predpripravený Colilert® v 10 ml skúmavke
W200	200	Predpripravený Colilert® v 10 ml skúmavke
WB100I	100	Colilert® na 250 ml vzorky, v skúmavkách
WCLS20I	20	Colisure® na 100 ml vzorky
WCLS200I	200	Colisure® na 100 ml vzorky
<b>Testy na stanovenie enterokokov:</b>		
WENTE020	20	Enterolert-E na 100 ml vzorky
WENTE200	200	Enterolert-E na 100 ml vzorky
WENTDW-020	20	Enterolert-DW na 100 ml vzorky
WENTDW-200	200	Enterolert-DW na 100 ml vzorky
<b>Testy na stanovenie <i>Pseudomonas aeruginosa</i>:</b>		
WPSE020I	20	Pseudalert na 100 ml vzorky
WPSE200I	200	Pseudalert na 100 ml vzorky
<b>Testy na stanovenie celkového počtu mikroorganizmov:</b>		
WQDY-040	40	Quanti-Disc (YEA)
WQDY-200	200	Quanti-Disc (YEA)

## Kvantifikačné platne (QUANTI-TRAY®, QUANTI-TRAY®/2000 )

Katalógové číslo	Počet testov	Popis
WQT100	100	51-komôrkové platne Quanti-Tray®, sterilné
WQT-2K	100	97-komôrkové platne Quanti-Tray®/2000, sterilné

## COLILERT Komparátory – farebné roztoky na porovnanie pozitivity

Katalógové číslo	Počet testov	Popis
WP104	1	Komparátor na Colilert®, Colilert®-18 v 100 ml nádobke
W102	1	Komparátor na Colilert® v 10 ml skúmavke
WQTC	1	Komparátor na Colilert®, Colilert®-18 v 51-komôrkovej platni Quanti-Tray®
WQT2KC	1	Komparátor na Colilert®, Colilert®-18 v 97-komôrkovej platni Quanti-Tray®/2000

## Testovanie voľného a celkového chlóru

Katalógové číslo	Počet testov	Popis
WDPD10FD	1+1	EZ DPD Dispenzer a liekovka na testy voľného chlóru, 5 ml a 10 ml, 200 testov
WDPD10FR-2	2	Dve EZ DPD náhradné liekovky na testy voľného chlóru, 5 ml a 10 ml, 400 testov
WDPD10TD	1+1	EZ DPD Dispenzer a liekovka na testy celkového chlóru, 5 ml a 10 ml, 200 testov
WDPD10TR-2	2	Dve EZ DPD náhradné liekovky na testy celkového chlóru, 5 ml a 10 ml, 400 testov

## Sada na kontrolu kvality – referenčné kmene pre Colilert analýzu

Katalógové číslo	Počet testov	Popis
WKIT 1001	9	Quanti-Cult® QC Kit: <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
WEZQ	9	EZ-QC Coliform: <i>E.coli</i> , <i>Klebsiella oxytoca</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>